

Dodatkowy zakres czynności, który winien uwzględnić Wykonawca w swojej ofercie.

Zakres czynności serwisowych dla w/w tomografu obejmuje (trzy przeglądy/rok):

- 1) ogólny przegląd konsoli
- 2) czyszczenie wentylatora konsoli
- 3) sprawdzanie dzienników zdarzeń oprogramowania
- 4) sprawdzanie integralności systemu operacyjnego
- 5) przeprowadzanie testów głównych funkcji klawiatury
- 6) weryfikację poprawności działania układów chłodzenia konsoli
- 7) czyszczenie urządzeń peryferyjnych (napędy zewnętrzne, mysz, trackball)
- 8) smarowanie głównego łożyska gantry
- 9) czyszczenie szczotek slipringu
- 10) kontrolę stopnia zużycia szczotek slipringu
- 11) czyszczenie slipringu
- 12) czyszczenie obudów slipringu i podstawy gantry
- 13) kontrolę integralności ścieżek slipringu
- 14) czyszczenie elektronicznych układów detektora
- 15) czyszczenie filtrów detektora
- 16) czyszczenie powierzchni detektora
- 17) weryfikację mierników prądu i wysokiego napięcia
- 18) weryfikację rezystora układu pomiaru prądu i wysokiego napięcia
- 19) czyszczenie filtrów chłodnicy lampy RTG
- 20) kontrolę układów PDU
- 21) czyszczenie wewnętrznych podzespołów PDU
- 22) sprawdzenie połączeń elektrycznych układów PDU
- 23) kontrolę stanu układu leżanki
- 24) smarowanie prowadnic leżanki
- 25) kontrolę stanu układu napędu dodatkowego modułu przesuwu stołu
- 26) smarowanie prowadnic dodatkowego modułu przesuwu stołu
- 27) weryfikację poprawności działania wyłączników awaryjnych konsoli
- 28) weryfikację poprawności działania wyłączników awaryjnych gantry
- 29) weryfikację poprawności działania wyłączników awaryjnych PDU
- 30) weryfikację poprawności działania wyłączników awaryjnych w pomieszczeniu
- 31) weryfikację poprawności działania sensorów dotykowych stołu
- 32) kontrolę jakości obrazu
- 33) kalibracja
- 34) czyszczenie okna skanowania
- 35) czyszczenie powierzchni detektora
- 36) Sprawdzenie logów systemowych pod względem błędów krytycznych
- 37) Sprawdzenie stanu technicznego lampy rtg (poziom zużycia, ilość ewentualnych błędów ekspozycji)
- 38) Wydawanie certyfikatu sprawności urządzenia za każdym razem kiedy jest dokonywana jakakolwiek naprawa lub przegląd.
- 39) Zapewnienie ciągłości działania lampy RTG
- 40) Wykonywanie testów akceptacyjnych każdorazowo po wymianie lampy
- 41) Diagnostyka urządzenia w przypadku uszkodzenia lampy rtg
- 42) Zdalna diagnostyka urządzenia – przez cały okres trwania umowy

- 43) Wykonywanie testów specjalistycznych raz do roku oraz dodatkowo po każdej wymianie lampy.
- 44) Call-serwis – nielimitowanych konsultacji telefonicznych w godzinach 8⁰⁰-20⁰⁰ (7 dni w tygodniu)
- 45) Prowadzenie pełnej ewidencji dokonanych napraw i przeglądów oraz z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 7 dni roboczych) informowania Zamawiającego i uzgadniania z nim dokładnych terminów planowanych przeglądów.

Zakres czynności serwisowych dla w/w stacji lekarskiej obejmuje (jeden przegląd/rok):

- 1) sprawdzenie poprawności działania zainstalowanego oprogramowania (baza danych, aplikacja),
- 2) czyszczenie wnętrza konsoli oraz filtrów
- 3) czyszczenie urządzeń peryferyjnych (klawiatura, mysz),
- 4) regulacja parametrów pracy monitorów